

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma v	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
<b>Biokimyəvi - Qlükoza və karbohidrat metabolitləri</b>								
904036	Qlikohemoqlobin (HbA1C)	Kolorimetrik	B	EDTA qan	Hər gün	6 saat	1 ml	2-8 °C
	Qlikohemoqlobin (HbA1C) - HPLC	HPLC	B	EDTA qan	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
904049	Qlükoza sidikdə (birdəfəlik)	Kolorimetrik	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	4 saat	10 ml	2-8 °C
904013	Qlükoza sidikdə (sutkalıq)	Kolorimetrik	U24	Sidik konteyneri steril	Hər gün	4 saat	10 ml	2-8 °C
904012	Qlükoza(qanda)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904070	Şəkər yüklənməsi (hamilə)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	2 x 500 mkl	2-8 °C
904095	Şəkər yüklənməsi (venoz qan)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	2 x 500 mkl	2-8 °C
<b>Biokimyəvi müayinələr - Fermentlər</b>								
904002	Alaninaminotransferaza (ALT)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904007	Amilaza qanda	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904003	Aspartataminotransferaza (AST)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904025	Diastaza sidikdə(təzə yığılmış)	Kolorimetrik	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	4 saat	500 mkl	18-24°C
904043	Kreatinfosfokinaza	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904052	Kreatinkinaza CK-MB frak.	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904006	Laktatdehidrogenaza (LDH)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904009	Lipaza	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904005	Qammaqlütamiltransferaza (QQT)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
909019	Qlükoza 6 Fosfat Dehidrogenaza (express)	Kolorimetrik	B	EDTA qan	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904004	Qələvi fosfataza-(ALP)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
909048	Xolinesteraza	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
<b>Biokimyəvi müayinələr - Lipidlər</b>								
904099	Aterogenlik indexi(IA)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	-	-
904044	Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər (LDL)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904017	Triqliseridlər	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904019	Xolesterin	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904018	Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər (HDL)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
464467	Çok Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər(VLDL)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	-	-

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bior	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
<b>Biokimyəvi müayinələr - Mikroelementlər</b>								
904026	Dəmir (Fe) qan	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904054	Dəmir bağlayıcı xüsusiyyət TIBC	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904035	Fosfor (P) qan	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904093	İonlaşmış Ca	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904028	Kalium (K) qanda	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904029	Kalsium (Ca) qanda	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
909097	Kalsium - kreatinin nisbəti sidikdə	Kolorimetrik	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	4 saat	10 ml	2-8 °C
909095	Kalsium sidikdə (sutkalıq)	Kolorimetrik	U24	Sidik konteyneri steril	Hər gün	4 saat	10 ml (sutqalıq həcmi qeyd edilməli)	2-8 °C
909044	Litium	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904031	Maqnezium (Mg) qanda	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904030	Xlor qanda	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
<b>Biokimyəvi müayinələr - Böyrək funksiyası müayinələri</b>								
904022	Kreatinin klirensi (plazma kreatinin+sutkalıq sidik) GFR	Kolorimetrik	UB	Sidik kont.,Serum(Zərdab)	Hər gün	4 saat	10 ml + 500 mkl	2-8 °C
904048	Kreatinin klirensi(plazma kreatininini +çəkiyə əsasən)(Cocroft-	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904020	Kreatinin qanda	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904021	Kreatinin sidikdə(sutkalıq)	Kolorimetrik	U24	Sidik konteyneri steril	Hər gün	4 saat	10 mL	2-8 °C
912061	Qalıq azot (sidik cövhəri azotu) BUN	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904023	Sidik cövhəri (UREA) qanda	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904051	Sidik cövhəri (UREA) sidikdə (sutkalıq)	Kolorimetrik	U24	Sidik konteyneri steril	Hər gün	4 saat	10 ml	2-8 °C
904024	Sidik turşusu (URİC) qanda	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904040	Sidik turşusu (URİC) sidikdə (sutkalıq)	Kolorimetrik	U24	Sidik konteyneri steril	Hər gün	4 saat	10 ml	2-8 °C
<b>Biokimyəvi müayinələr - Öd piqmentləri</b>								
904089	Düz bilirubin (direct ,birləşmiş)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904073	Qeyri düz bilirubin (konyuqə olunmamış, sərbəst)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904088	Ümumi bilirubin	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
<b>Biokimyəvi müayinələr - Zülal və aminturşular</b>								
904011	Albumin(alb)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
909047	Homosistein (HCY)	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
906009	İmmunoqlobulin E	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
912143	Qlobulin	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904010	Ümumi zülal(protein)	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
<b>Biokimyəvi müayinələr - Dəmir mübadiləsi / anemiyalar</b>								
904026	Dəmir (Fe) qan	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
901003	Ferritin	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
907183	Hemoqlobin fraksiyaları	HPLC	B	EDTA qan	Hər gün	3 gün sonra 17:00	2 ml	2-8 °C
904094	Transferrin doyma əmsali	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	-	-
<b>Hormonlar - Fertil</b>								
905017	17-OH progesteron	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	2 ml	2-8 °C
905034	Antimüller hormonu (AMH)	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	2 ml	2-8 °C
905007	B-xorionik qonadotropin	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905004	DHEA-SO4 dehidroepiandrosterosulfat	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905008	Estradiol (E2)	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905005	FSH (follikulstimullaşdırıcı)	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905006	LH (lüteinləşdirici hormon)	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905039	PLGF( cift amilinin artım faktoru)	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
905010	Progesteron	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905011	Prolaktin	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905029	SHBG (cinsi hormonları birləşdirən qlobulin)	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
50802	Sərbəst androgenlik indeksi	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905009	Sərbəst E3 (estriol)	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905012	Testosteron	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma v	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
<b>Hormonlar - Hipofiz / böyrəküstü vəzi</b>								
905025	AKTH	ECLIA	B	EDTA plazma	Hər gün	6 saat	1ml	< 0 °C
905021	HGH (somatotropin)	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905003	Kortizol	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
909027	Kortizol sidikdə (sutkalıq)	CLIA	U24	Sidik konteyneri steril	Hər gün	6 saat	10 mL	2-8 °C
<b>Hormonlar - Tiroid / Paratiroid</b>								
902002	Anti-TG	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	1 ml	2-8 °C
902003	Anti-TPO	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	1 ml	2-8 °C
905019	İntact PTH (Parathormon)	ECLIA	B	EDTA plazma	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
909093	Kalsitonin	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905014	Sərbəst T3	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905018	Sərbəst T4	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905026	Sərbəst testosteron	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
905013	T3-triyodtironin	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905015	T4-tioksosin	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
902001	Tireoqlobulin	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905016	TSH-tireostimullaşdırıcı hormon	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
<b>Hormonlar - Karbohidrat mübadiləsi / diabet</b>								
905002	C-peptid	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905001	İnsulin	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
905000	insulin rezistentliyi	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
<b>Hormonlar - Prenatal skrinq</b>								
911001	AFP alfa-fetoprotein	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	1 ml	2-8 °C
901006	Free beta hCG	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
920110	PRISCA	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	3 gün sonra 17:00	500 mkl	2-8 °C
905009	Sərbəst E3 (estriol)	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
<b>Onkomarkerlər</b>								
911001	AFP alfa-fetoprotein	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	1 ml	2-8 °C
911008	CA 125	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
911005	CA 15-3	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
911006	CA 19-9	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
911002	CEA (karsinoembrional antigen)	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
911004	PSA sərbəst	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
911003	PSA ümumi	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
<b>Revma-faktor/ Kəskin faza zülalları / İltihab markerləri</b>								
904032	ASO antistreptolizin-o	Imm.turbodimet.	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904033	CRP C-reaktiv zülal	Immuno-rate	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
909015	İnterteykin 6	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
905092	Procalsitonin	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
904034	RF revmatoid faktor	Imm.turbodimet.	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
<b>Autoimmun / Revmatoloji</b>								
909145	Anti CCP	CLIA	B	Serum (Zərdab)	2, 3, 4 günlər 5, 6, 1, 7 günlər	4-cü gün saat 16:00 1-cü gün saat 16:00	2 ml	2-8 °C
902017	Anti dsDNA (dsDNA IgG)	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	2 ml	2-8 °C
902011	Anti Ss DNT İgG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	2 ml	2-8 °C
911016	Anti-fosfolipidlər İgG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	4 ml	2-8 °C
911017	Anti-fosfolipidlər İgM	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	4 ml	2-8 °C
902002	Anti-TG	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	1 ml	2-8 °C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
902003	Anti-TPO	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	1 ml	2-8 °C
905022	ASA (antispermal antitellər) qanda	ELISA	B	Serum (Zərdab)	1, 2, 3, 7 günlər 4, 5, 6 günlər	3-cü gün saat 16:00 6-cü gün saat 16:00	500 mkl	2-8 °C
905028	ASA spermada	ELISA	Sp	Sidik konteyneri steril	1, 2, 3, 7 günlər 4, 5, 6 günlər	3-cü gün saat 16:00 6-cü gün saat 16:00		2-8 °C
507035	Kalprotektin + Laktoferrin (ekspres)	Immunoqrafik	F	Nəcis konteyneri	Hər gün	4 saat	-	2-8 °C
902005	Kardiolipin İgG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
902006	Kardiolipin İgM	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
<b>Allergiya müayinələri</b>								
123135	Banan f92	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123109	Bitki qarışığı gx1(çobantoxmağı,pallas novruzçiçəyi,otlaq qar	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123110	Bitki qarışığı wx7(payızgülü,dərman zəncirotu,bağayarpağı,a	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123112	Bitki tozcuqları tx7(avropa zeytunu,keçi söyüdü,Veymutov şa	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
121136	Ev tozu gənəsi d202 rDer p1	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123114	Ev tozu hx2 (Hollister-Stier Labs., Dermat. pteronyssinus, De	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123134	Fıstıq f13	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123107	Heyvan epitellərin qarışığı ex1(pişik kəpəyi,at kəpəyi,inək kə	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123108	Heyvan epitellərin qarışığı ex71(qaz tükü,toyuq tükü,ördek tü	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
906009	İmmunoqlobulin E	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123118	İnək südü f2	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123140	Kartof f35	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123136	Kazein, süd f78	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123138	Mal əti f27	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123105	Meyvə qarışığı fx29 (Portağal, limon, qreypprut, narıngi)	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123113	Mikroorqanizmlər mx2(Penicillium chr.,Cladospor. h., Aspergi	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123141	Pomidor f25	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123133	Portağal f33	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123100	Qida qarışığı fx1 (fıstıq, fındıq, Braziliya qozu, badam, kokos	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123101	Qida qarışığı fx5 (Yumurta ağı, süd, balıq, buğda, fıstıq, soya	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123102	Qida qarışığı fx7 (Pomidor,maya,sarımsaq,soğan,kərəviz)	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123106	Qida qarışığı fx77(Küncüt tumu,fındıq ağacı,pomidor,kivi,bra	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123165	Qoz f256	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
123117	Soya f14	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123139	Toyuq əti f83	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
121137	Toz ağacı t221 rBet v2, rBet v4 (recom.)	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123115	Yumurta ağı f1	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
123119	Yumurta sarısı f75	FIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
<b>Vitaminlər</b>								
901005	25-OH Vitamin D	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	1ml	2-8 °C
901001	Fol turşusu (B9)	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
901002	Vitamin B-12	ECLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
<b>Ürək markerləri</b>								
904043	Kreatinfosfokinaza	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904052	Kreatinkinaza CK-MB fraq.	Kolorimetrik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
904042	Troponin	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	2 saat	500 mkl	2-8 °C
<b>Koaquloqram (Laxtalanma müayinələri)</b>								
909005	APTT	Koaquloqraf.	B	Sitrat plasma	Hər gün	4 saat	0,5 ml	2-8 °C
909007	D-dimer	CLIA	B	Sitrat plasma	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
909003	Fibrinogen	Koaquloqraf.	B	Sitrat plasma	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
909004	Protrombin müddəti (İndeks +INR)	Koaquloqraf.	B	Sitrat plasma	Hər gün	4 saat	0,5 ml	2-8 °C
909006	Trombin müddəti	Koaquloqraf.	B	Sitrat plasma	Hər gün	4 saat	0,5 ml	2-8 °C
<b>Virus hepatitləri</b>								
907030	Anti HCV	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	2 ml	2-8 °C
907081	Anti HCV- (express)	Immunoqrafik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
907047	Anti-HBc İgM	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	2 ml	2-8 °C
907067	Anti-HBe	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	2 ml	2-8 °C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
907066	Anti-HBs (HbsAb)	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	2 ml	2-8 °C
907043	Anti-hepatit D	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	2 ml	2-8 °C
907083	Anti-HİV (express)	Immunoxtmatografik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
907065	HAV İqM	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
907032	HAV total	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
907034	HBc Ab (Total)	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
907039	HBeAg	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
907036	HBsAg	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
907082	HBsAg- (express)	Immunoxtmatografik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
912024	Hepatit B titr (virus yükü)	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	7 gün sonra 17:00	2 ml	2-8 °C
912023	Hepatit B təyini	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	5 gün sonra 17:00	2 ml	2-8 °C
912021	Hepatit C titr (virus yükü)	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	7 gün sonra 17:00	2 ml	2-8 °C
912022	Hepatit C genotip	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	7 gün sonra 17:00	2 ml	2-8 °C
912020	Hepatit C təyini	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	5 gün sonra 17:00	2 ml	2-8 °C
912088	Hepatit D (virus yükü)	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	10 gün sonra 17:00	2 ml	2-8 °C
<b>TORCH / urogenital infeksiyaları - seroloji müayinələr</b>								
912080	Chlamydia tr. İgM	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
912030	Chlamydia tr.İgG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907058	CMV avidlik İgG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907055	Herpes II avidlik İqG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907007	Herpes simpleks I İqG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907006	Herpes simpleks I İqM	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907009	Herpes simpleks II İqG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907008	Herpes simpleks II İqM	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C



Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
907026	Mycoplasma hominis İqG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907057	Rubella avidlik İqG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907012	Rubella İgG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907013	Rubella İgM	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907084	Sifilis (express)	Immunoxrmatografik	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
907061	Sitomeqalovirus herpes(CMV) İqG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907062	Sitomeqalovirus herpes(CMV) İqM	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907003	Toksoplazma İqG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907002	Toksoplazma İqM	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907056	Toxoplasma avidlik İqG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907132	Treponema pallidum İgG + İgM	CLIA	B	Serum (Zərdab)	2, 3, 4 günlər 5, 6, 1, 7 günlər	4-cü gün saat 16:00 1-cü gün saat 16:00	500 mkl	2-8 °C
907029	Trichomonas vaginalis İgG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907021	Ureaplasma ureal. İqG	ELISA	B	Sitrat plasma	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
<b>Urogenital / TORCH infeksiyalar - PZR</b>								
9130118	Candida albicans (tüpürcək)	PZR (Flash)	Sa	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	1ml	2-8 °C
913048	Candida albicans Abortiv M	PZR (Flash)	Ab	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5qr	2-8 °C
913047	Candida albicans Bioplat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5qr	2-8 °C
913044	Candida albicans Sidik	PZR (Flash)	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913043	Candida albicans Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913046	Candida albicans Sperma	PZR (Flash)	SP	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	1ml	2-8 °C
9130111	Candida albicans yaradan sıyrıntı	PZR (Flash)	Wd	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
920120	Candida albicans əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913045	Candida albicansProstat.Vz.Ş.	PZR (Flash)	PI	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913075	Chlamydia tr. Bioplat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5qr	2-8 °C
9130150	Chlamydia tr. yaradan sıyrıntı	PZR (Flash)	Wd	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
914076	Chlamydia tr./Mycoplasma hominis/Ureaplasma sp. Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913077	Chlamydia tr.AbortivM.	PZR (Flash)	Ab	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 qr	2-8 °C
913076	Chlamydia tr.Konyuktivadan Sıyrıntı	PZR (Flash)	Sc	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913072	Chlamydia tr.Pros.Vz.Ş.	PZR (Flash)	PI	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913074	Chlamydia tr.Sidik	PZR (Flash)	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913071	Chlamydia tr.Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913073	Chlamydia tr.Sperma	PZR (Flash)	SP	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	1ml	2-8 °C
920112	Chlamydia tr.əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
912052	CMV (qan)	PZR (Flash)	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	24 saat	2ml EDTA	2-8 °C
912053	CMV (titr)(qan) (torch)	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	7 gün sonra 17:00	2ml EDTA	2-8 °C
913038	CMV AbortivM.	PZR (Flash)	Ab	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 qr	2-8 °C
913037	CMV Bioptat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 qr	2-8 °C
913090	CMV Konyuktivadan Sıyrıntı	PZR (Flash)	Sc	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913042	CMV Likvor	PZR (Flash)	Lq	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	1 ml	2-8 °C
913040	CMV Plazma	PZR (Flash)	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	24 saat	1 ml	2-8 °C
913035	CMV Pros.Vz.Ş.	PZR (Flash)	PI	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913034	CMV Sidik	PZR (Flash)	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913033	CMV Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913036	CMV Sperma	PZR (Flash)	SP	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	1 ml	2-8 °C
914067	CMV titr (plazma)	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	7 gün sonra 17:00	1 ml	2-8 °C
913041	CMV Tüpcük	PZR (Flash)	Sa	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	1 ml	2-8 °C
920119	CMV əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
912029	Gardnerella vag.\lactobacillus spp.	Real-Time PZR	SW	PZR mikrotüb	Hər gün	7 gün sonra 17:00	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913015	Gardnerella vag.AbortivM.	PZR (Flash)	Ab	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
913014	Gardnerella vag.Bioptat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
913012	Gardnerella vag.Pros.Vz.Ş.	PZR (Flash)	PI	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913011	Gardnerella vag.Sidik	PZR (Flash)	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913010	Gardnerella vag.Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913013	Gardnerella vag.Sperma	PZR (Flash)	Sp	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	1ml	2-8 °C
920115	Gardnerella vag.əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913027	Herpes I+II Abortiv M	PZR (Flash)	Ab	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
913026	Herpes I+II Bioptat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
913091	Herpes I+II Konyuktivadan Sıyrıntı	PZR (Flash)	Sc	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913031	Herpes I+II Likvor	PZR (Flash)	Lq	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	1 ml	2-8 °C
913024	Herpes I+II Pros.Vz.Ş.	PZR (Flash)	PI	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913028	Herpes I+II Qan	PZR (Flash)	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	24 saat	2 ml	2-8 °C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
913023	Herpes I+II Sidik	PZR (Flash)	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913022	Herpes I+II Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913025	Herpes I+II Sperma	PZR (Flash)	SP	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	1 ml	2-8 °C
913030	Herpes I+II Tüpcük	PZR (Flash)	Sa	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	1 ml	2-8 °C
913029	Herpes I+II YaradanSıyrıntı	PZR (Flash)	Wd	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
920118	Herpes I+II əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913068	Mycoplasma genitalium Sidik	PZR (Flash)	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913065	Mycoplasma genitalium Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
9201131	Mycoplasma genitalium. əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913070	Mycoplasma genitaliumAbortivM.	PZR (Flash)	Ab	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
913069	Mycoplasma genitaliumBioptat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
913066	Mycoplasma genitaliumPros.Vz.Ş.	PZR (Flash)	Pl	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913067	Mycoplasma genitaliumSperma	PZR (Flash)	Sp	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	1ml	2-8 °C
914068	Mycoplasma hom. Konyuktivadan sıyrıntı	PZR (Flash)	Sc	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
912093	Mycoplasma hom. Pros.V.Ş.	PZR (Flash)	Pl	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
912092	Mycoplasma hom. Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
9130151	Mycoplasma hom. yaradan sıyrıntı	PZR (Flash)	Wd	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
920113	Mycoplasma hom. əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
912097	Mycoplasma hom.Abortiv material	PZR (Flash)	Ab	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
912096	Mycoplasma hom.Bioptat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
912095	Mycoplasma hom.Sidik	PZR (Flash)	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
912094	Mycoplasma hom.Sperma	PZR (Flash)	Sp	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	1ml	2-8 °C
913064	N.gonorrhoeae Abortiv M.	PZR (Flash)	Ab	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
913088	N.gonorrhoeae Konyuktivadan Sıyrıntı	PZR (Flash)	Sc	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913060	N.gonorrhoeae Sidikdə	PZR (Flash)	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913059	N.gonorrhoeae Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913062	N.gonorrhoeae Sperma	PZR (Flash)	Sp	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	1ml	2-8 °C
920116	N.gonorrhoeae əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913063	N.gonorrhoeaeBioptat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
913061	N.gonorrhoeaePros.Vz.Ş.	PZR (Flash)	Pl	Steril konteiner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
914055	Rubella Abortiv M.	Real-Time PZR	Ab	Steril konteiner	Hər gün	7 gün sonra 17:00	1-5 qr	2-8 °C
914054	Rubella Bioptat	Real-Time PZR	Bp	Steril konteiner	Hər gün	7 gün sonra 17:00	1-5 qr	2-8 °C
914052	Rubella Plazmada	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	7 gün sonra 17:00	1 ml	2-8 °C
914051	Toxoplasma AbortivM.	Real-Time PZR	Ab	Steril konteiner	Hər gün	7 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914050	Toxoplasma Bioptat	Real-Time PZR	Bp	Steril konteiner	Hər gün	7 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914049	Toxoplasma Likvor	Real-Time PZR	Lq	Steril konteiner	Hər gün	7 gün sonra 17:00	1ml	2-8 °C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma v	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
912050	Toxoplasma qan	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	7 gün sonra 17:00	2ml EDTA	2-8 °C
914029	Treponema pallidum Aboryiv M.	PZR (Flash)	Ab	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914026	Treponema pallidum Bioptat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
9130103	Treponema pallidum Konyuktivadan Sıyrıntı	PZR (Flash)	Sc	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
9130114	Treponema pallidum Likvor	PZR (Flash)	Lq	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	1ml	2-8 °C
914025	Treponema pallidum Qan	PZR (Flash)	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	24 saat	2ml EDTA	2-8 °C
914024	Treponema pallidum Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
9130101	Treponema pallidum Yaradan	PZR (Flash)	Wd	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
920121	Treponema pallidum əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913021	Trichomonas vag.AbortivM.	PZR (Flash)	Ab	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
913020	Trichomonas vag.Bioptat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
913018	Trichomonas vag.Pros.Vz.Ş.	PZR (Flash)	PI	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913017	Trichomonas vag.Sidik	PZR (Flash)	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913016	Trichomonas vag.Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913019	Trichomonas vag.Sperma	PZR (Flash)	Sp	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	1ml	2-8 °C
920117	Trichomonas vag.əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
914069	Ureaplasma parv.\ur. Konyuktivadan sıyrıntı	PZR (Flash)	Sc	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913009	Ureaplasma parv.\ur.Abortiv material	PZR (Flash)	Ab	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
913008	Ureaplasma parv.\ur.Bioptat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
913005	Ureaplasma parv.\ur.Prostat Vəzi Şirəsi	PZR (Flash)	PI	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913007	Ureaplasma parv.\ur.Sidik	PZR (Flash)	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913004	Ureaplasma parv.\ur.Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913006	Ureaplasma parv.\ur.Sperma	PZR (Flash)	Sp	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	1ml	2-8 °C
920114	Ureaplasma parv.\ur.əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
912099	Ureaplasma sp.Prostat.Vəzi.Şirəsi	PZR (Flash)	PI	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
913001	Ureaplasma sp.Sidik	PZR (Flash)	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
912098	Ureaplasma sp.Sıyrıntı (korp)	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913000	Ureaplasma sp.Sperma	PZR (Flash)	Sp	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	1ml	2-8 °C
<b>Zoonoz infeksiyalar (seroloji)</b>								
907015	Brusella İgM	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
907014	Brusella lqG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
<b>Tənəffüs yolları infeksiyaları</b>								
912175	Covid -19 İgG quantitative (S-protein)	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
912166	Covid-19 Antigen (sıyrıntı)	İmmunofluoresent	NF	Tüb Covid Ag	Hər gün	6 saat	-	2-8 °C
912169	Covid-19 İgG (Spike protein)	CLIA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	6 saat	500 mkl	2-8 °C
912173	Covid-19 İgM	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	1 ml	2-8 °C
912150	Covid-19 PCR (sıyrıntı)	Real-Time PZR	NF	PZR Covid	Hər gün	24 saat	500 mkl	2-8 °C
<b>Mədə-bağırsaq infeksiyaları - seroloji müayinələr</b>								
907085	H.Pylori İg G	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907086	H.Pylori İg M	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907018	Helicobacter pylori lqG+İgM+İgA	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
<b>Parazitar invazyalar - seroloji müayinələr</b>								
907054	Anti-Trichinella İg G	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	1 ml	2-8 °C
907050	Ascaris lumbricoides İgG1	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907079	Ekspress üsulu ilə nəcisdə Lamblia Intestinalis antigeninin tə	İmmunoxmatografik	F	Nəcis konteyneri	Hər gün	4 saat	1-5 gr.	1saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
907049	Exinokokk İqG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907089	Lambliya İg A	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907087	Lambliya İg G	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907088	Lambliya İg M	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
907053	Opistorxis İg G	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907052	Toxocara İg G	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
<b>Digər infeksiyalar - seroloji müayinələr</b>								
907022	Herpes III İgG ( Varisella Zoster)	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907122	Herpes III İgM ( Varisella Zoster)	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907093	Herpes IV (EBV kapsid antigen) İgG avidlik əmsalı	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907092	Herpes IV (EBV kapsid antigen) İgM	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907094	Herpes IV (EBV nüvə antigeni) İgG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907072	Listeriya İgG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	2, 3, 4 günlər 5, 6, 1, 7 günlər	4-cü gün saat 16:00 1-cü gün saat 16:00	500 mkl	2-8 °C
909137	Malyariya Pf/Pv Ag (kart-test)	Immunoqrafik	B	EDTA plazma	Hər gün	4 saat	500 mkl	2-8 °C
907017	Mycobacterium tub. İgA+İgM+İgG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
907019	Mycoplasma pneu. İqG	ELISA	B	Serum (Zərdab)	Hər gün 11:00 qədər Hər gün 11:00 sonra	Həmin gün 17:00 Növbəti gün 17:00	500 mkl	2-8 °C
<b>Papillomavirus - PZR</b>								
914019	Hpv genotip (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)Sidik	Real-Time PZR	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	5 gün sonra 17:00	10 ml	2-8 °C
914020	Hpv genotip (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)Sperma	Real-Time PZR	SP	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1ml	2-8 °C
920125	HPV genotip(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) əsnək	Real-Time PZR	St	PZR mikrotüb	Hər gün	5 gün sonra 17:00	600 mkl transp tüp	2-8 °C
914023	Hpv genotip(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)Ab.M.	Real-Time PZR	Ab	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914022	Hpv genotip(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)Bioplat	Real-Time PZR	Bp	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914021	Hpv genotip(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)ProsVŞ	Real-Time PZR	PI	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	10 ml	2-8 °C
914018	HPV genotip(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)sıyrıntı D	Real-Time PZR	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	5 gün sonra 17:00	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913120	Hpv skrining(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)Yaradan	PZR (Flash)	Wd	PZR mikrotüb	Hər gün	3 gün sonra 17:00	600 mkl transp tüp	2-8 °C
920122	Hpv skrining(16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67) əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	3 gün sonra 17:00	600 mkl transp tüp	2-8 °C
914005	Hpv skrining(16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67)AbortivM.	PZR (Flash)	Ab	Steril konteyner	Hər gün	3 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
914004	Hpv skrining(16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67)Bioplat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteyner	Hər gün	3 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914003	Hpv skrining(16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67)Pr.V.Ş.	PZR (Flash)	Pl	Steril konteyner	Hər gün	3 gün sonra 17:00	10 ml	2-8 °C
914001	Hpv skrining(16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67)Sidik	PZR (Flash)	U	PZR mikrotüb	Hər gün	3 gün sonra 17:00	10 ml	2-8 °C
914000	Hpv skrining(16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67)Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	3 gün sonra 17:00	600 mkl transp tüp	2-8 °C
914002	Hpv skrining(16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67)Sperma	PZR (Flash)	Sp	Steril konteyner	Hər gün	3 gün sonra 17:00	1ml	2-8 °C
913078	Hpv(16,18 titr)Sıyrıntı	Real-Time PZR	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	7 gün sonra 17:00	600 mkl transp tüp	2-8 °C
920124	Hpv(16,18) əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
914017	Hpv(16,18)AbortivM.	PZR (Flash)	Ab	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914016	Hpv(16,18)Bioplat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914015	Hpv(16,18)Pros.Vz.Ş.	PZR (Flash)	Pl	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
914013	Hpv(16,18)Sidik	PZR (Flash)	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
914012	Hpv(16,18)Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
914014	Hpv(16,18)Sperma	PZR (Flash)	SP	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	1ml	2-8 °C
913112	Hpv(6,11) Yaradan Sıyrıntı	PZR (Flash)	Wd	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
920123	Hpv(6,11) əsnək	PZR (Flash)	St	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
914011	Hpv(6,11)AbortivM	PZR (Flash)	Ab	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914010	Hpv(6,11)Bioplat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914009	Hpv(6,11)Pros.Vz.Ş.	PZR (Flash)	Pl	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
914007	Hpv(6,11)Sidik	PZR (Flash)	U	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	10 ml	2-8 °C
914006	Hpv(6,11)Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	24 saat	600 mkl transp tüp	2-8 °C
914008	Hpv(6,11)Sperma	PZR (Flash)	Sp	Steril konteyner	Hər gün	24 saat	1ml	2-8 °C
913110	HpvGenotip(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) yaradan	Real-Time PZR	Wd	PZR mikrotüb	Hər gün	5 gün sonra 17:00	600 mkl transp tüp	2-8 °C
	<b>Digər infeksiyalar PZR</b>							
9130117	Brucella Ana südü	PZR (Flash)	AS	Steril konteyner	Hər gün	3 gün sonra 17:00	10 ml	2-8 °C
914047	Brucella species AbortivM.	PZR (Flash)	Ab	Steril konteyner	Hər gün	3 gün sonra 17:00	1-5qr	2-8 °C
914046	Brucella species Bioplat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteyner	Hər gün	3 gün sonra 17:00	1-5qr	2-8 °C
914045	Brucella species Qan	PZR (Flash)	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	3 gün sonra 17:00	2 ml EDTA	2-8 °C
914033	Herpes IV (ebv) Abortiv M.	Real-Time PZR	Ab	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914034	Herpes IV (ebv) Bioplat	Real-Time PZR	Bp	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914032	Herpes IV (ebv) Likvor	Real-Time PZR	Lq	Steril konteyner	Hər gün	4 gün sonra 17:00	1 ml	2-8 °C
914030	Herpes IV (ebv) Plazma	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	4 gün sonra 17:00	1 ml	2-8 °C
912055	Herpes IV (ebv) qan	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	4 gün sonra 17:00	2 ml	2-8 °C
914031	Herpes IV (ebv) Tüpürçük	Real-Time PZR	Sa	Steril konteyner	Hər gün	4 gün sonra 17:00	1 ml	2-8 °C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
912155	HERPES IV-EBV-Titr(qan) DNT	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	7 gün sonra 17:00	2 ml	2-8 °C
912056	Herpes VI (qan)	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	5 gün sonra 17:00	2ml EDTA	2-8 °C
914063	Herpes VI AbortivM.	Real-Time PZR	Ab	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914064	Herpes VI Bioplat	Real-Time PZR	Bp	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914062	Herpes VI Likvor	Real-Time PZR	Lq	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1ml	2-8 °C
914061	Herpes VI Tüpürcək	Real-Time PZR	Sa	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1ml	2-8 °C
9130119	Listeria mon. (Ana südü)	Real-Time PZR	As	Steril konteiner	Hər gün	7 gün sonra 17:00	10 ml	2-8 °C
913089	Listeria mon. Konyuktivadan sıyrıntı	Real-Time PZR	Sc	PZR mikrotüb	Hər gün	7 gün sonra 17:00	600 mkl transp tüp	2-8 °C
9130102	Listeria mon..AbortivM	Real-Time PZR	Ab	Steril konteiner	Hər gün	7 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
914037	Listeria mon.Likvor	Real-Time PZR	Lq	Steril konteiner	Hər gün	7 gün sonra 17:00	1ml	2-8 °C
914036	Listeria mon.Plazma	Real-Time PZR	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	7 gün sonra 17:00	1ml	2-8 °C
914035	Listeria mon.Qan	Real-Time PZR	B	Serum (Zərdab)	Hər gün	7 gün sonra 17:00	2ml EDTA	2-8 °C
913102	Mycobakterium tub. com. Plevra (PCR)	PZR (Flash)	Pu	Steril konteiner	Hər gün	3 gün sonra 17:00	10 ml	2-8 °C
913093	Mycobakterium tub. com. Sıyrıntı	PZR (Flash)	SR	PZR mikrotüb	Hər gün	3 gün sonra 17:00	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913097	Mycobakterium tub. com.Bioplat	PZR (Flash)	Bp	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 q	2-8 °C
913100	Mycobakterium tub. com.Bəlğəm	PZR (Flash)	Sa	Steril konteiner	Hər gün	3 gün sonra 17:00	-	2-8 °C
913095	Mycobakterium tub. com.Qan	PZR (Flash)	B	EDTA qan PZR üçün	Hər gün	3 gün sonra 17:00	2ml EDTA	2-8 °C
913099	Mycobakterium tub. com.Sidik	PZR (Flash)	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	3 gün sonra 17:00	10 ml	2-8 °C
913096	Mycobakterium tub. com.Tüpürcək	PZR (Flash)	Sa	Steril konteiner	Hər gün	3 gün sonra 17:00	1ml	2-8 °C
913094	Mycobakterium tub. com.Yaradan Sıyrıntı	PZR (Flash)	Wd	PZR mikrotüb	Hər gün	3 gün sonra 17:00	600 mkl transp tüp	2-8 °C
913084	Mycobakterium tub.com Likvor	PZR (Flash)	Lq	Steril konteiner	Hər gün	3 gün sonra 17:00	1ml	2-8 °C
<b>Mikrobioloji müayinələr</b>								
903022	Abortiv materialın bakterioloji müayinəsi	Microbioloji	Ab	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903150	Abses möhtəviyyatının əkilməsi	Microbioloji	Ap	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	2 ml	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903018	Ana südünün bakterioloji müayinəsi (sağ sol)	Microbioloji	As	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	5-10 ml	2-8 °C, 2 saat
903148	Assit mayesinin əkilməsi	Microbioloji	SL	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00		2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903033	Ağız boşluğundan sıyrıntının bakterioloji müayinəsi	Microbioloji	Os	Transport mühiti	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903154	BAL (broxo-alveolyar lavaj) əkilməsi ekspress	Microbioloji	Ba	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00		2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903028	Burun boşluğu sıyrıntının bakterioloji müayinəsi	Microbioloji	Ns	Transport mühiti	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C



Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
903010	Bəlgəmin bakteriooloji müayinəsi	Microbioloji	Sa	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903101	Dırnağın mikoloji əkilməsi	Microbioloji	Np	Petri kasası	Hər gün	4 həftə sonra	-	18-24°C
903014	Disbakterioz (nəcis)	Microbioloji	F	Nəcis konteyneri	Hər gün	5 gün sonra 17:00	1-5 gr.	1saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903100	Dəri qaşıntısının mikoloji əkilməsi	Microbioloji	Cs	Steril konteyner	Hər gün	4 həftə sonra	-	18-24°C
903007	Eyakulyatın (spermanın) bakteriooloji müayinəsi	Microbioloji	Sp	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	0.5-1 mL	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903021	Konyuktivadan sıyrıntının bakteriooloji müayinəsi	Microbioloji	Co	Transport mühiti	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903099	Mycoplasma və ureaplasma əkilməsi (eyakulat)+antibiotikoqramma	Microbioloji	SP	Steril konteyner	Hər gün	2 gün sonra 17:00	200 mkl	2-8 °C
903109	Mycoplasma və ureaplasma əkilməsi+antibiotikoqramma (sidik)	Microbioloji	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	2 gün sonra 17:00	10 ml	2 saat 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C
903107	Mycoplasma və ureaplasma əkilməsi+antibiotikoqramma (urək)	Microbioloji	SR	Transport mühiti	Hər gün	2 gün sonra 17:00	20 ml	2 saat 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C
903106	Mycoplasma və ureaplasma əkilməsi+antibiotikoqramma (uşaq)	Microbioloji	SR	Transport mühiti	Hər gün	2 gün sonra 17:00	-	2 saat 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C
903108	Mycoplasma və ureaplasma əkilməsi+antibiotikoqramma(eyakulat)	Microbioloji	Sp	Steril konteyner	Hər gün	2 gün sonra 17:00	200mkl	2 saat 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C
903002	Nəcisin bakteriooloji müayinəsi	Microbioloji	F	Nəcis konteyneri	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	1saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903078	Nəcisin bakteriooloji müayinəsi + antibiotikoqramma	Microbioloji	F	Nəcis konteyneri	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	1saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903090	Onurğa beyin mayesinin (likvor) bakteriooloji müayinəsi + antiseptik	Microbioloji	Lq	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	2 ml	15 dəq 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C
903023	Oynaq kisəsi mayesinin bakteriooloji müayinəsi	Microbioloji	Al	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903146	Perikard mayesinin əkilməsi	Microbioloji	Pk	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	5 ml	15 dəq 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C
903147	Periton mayesinin əkilməsi	Microbioloji	Pn	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	10-50 ml	15 dəq 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 2-8°C
903031	Plevral mayenin bakteriooloji müayinəsi	Microbioloji	Pu	Steril konteyner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	5-10 ml	15 dəq 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
903011	Prostat vəzi şirəsinin bakterioloji müayinəsi	Microbioloji	Pl	Transport mühiti	Hər gün	5 gün sonra 17:00	5-10 ml	2 saat 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C
903012	Qanın sterilliyi ( aerob)	Hemokultivasiya	B	Qan hemokultiv.	Hər gün	10 gün sonra 17:00	Uşaqlarda 1-5 ml, böyüklərdə 8-10 ml	18-24°C
903102	Saçın mikoloji əkilməsi	Microbioloji	Ca	Petri kasası	Hər gün	4 həftə sonra	10 saç	
903013	Servikal kanal sıyrıntısının bakterioloji müayinəsi	Microbioloji	Cp	Transport mühiti	Hər gün	5 gün sonra 17:00		15 dəq 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C
903069	Sidiyin bakterioloji müayinəsi	Kolorimetrik	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	5 gün sonra 17:00	30 - 60 ml	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903151	Sinus aspiratının əkilməsi	Microbioloji	Ap	Transport mühiti	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903153	Traxéal aspirat əkilməsi	Microbioloji	Ap	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903006	Uretradan sıyrıntının bakterioloji müayinəsi	Microbioloji	Us	Transport mühiti	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	15 dəq 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C
903005	Vaginal sıyrıntının bakterial müayinəsi	Microbioloji	SR	Transport mühiti	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	15 dəq 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C
903020	Xarici qulaq keçəcəyi sıyrıntısının bakterioloji müayinəsi	Microbioloji	Au	Transport mühiti	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903149	Yara möhtəviyyatının əkilməsi	Microbioloji	Wd	Transport mühiti	Hər gün	5 gün sonra 17:00		15 dəq 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C
903027	Öd kisəsi möhtəviyyatının bakterioloji müayinəsi	Microbioloji	Bl	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	2 ml	3 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903024	Əsnəkdən sıyrıntının bakterioloji müayinəsi	Microbioloji	St	Transport mühiti	Hər gün	5 gün sonra 17:00	-	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
<b>Dəri / saç / dırnaqların müayinələri</b>								
908044	Demodex genişinin mikroskopik müayinəsi (baş tükü)	Mikroskopik	Ca	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 17:00 qədər	Həmin gün 15:00 3 saat	-	18-24°C
908043	Demodex genişinin mikroskopik müayinəsi (dəri)	Mikroskopik	Cs	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 17:00 qədər	Həmin gün 15:00 3 saat	-	18-24°C

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı (ən azı)	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
908008	Demodex genəsinin mikroskopik müayinəsi (kiprik)	Mikroskopik	Ca	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 17:00 qədər	Həmin gün 15:00 3 saat	-	18-24°C
908000	Dırnağın patogen göbələkləri (Ayaq dırnağı)	Mikroskopik	Np	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 18:00 qədər	Həmin gün 16:00 Həmin gün 20:00	-	18-24°C
908009	Dırnağın patogen göbələklərə görə müayinəsi (əl)	Mikroskopik	Np	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 18:00 qədər	Həmin gün 16:00 Həmin gün 20:00	-	18-24°C
908100	Dəri patogen göbələklər(baş dərisi)	Mikroskopik	Cs	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 18:00 qədər	Həmin gün 16:00 Həmin gün 20:00	-	18-24°C
908047	Dəri patogen göbələklərə(ayaq dərisi)	Mikroskopik	Cs	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 18:00 qədər	Həmin gün 16:00 Həmin gün 20:00	-	18-24°C
908049	Dəri patogen göbələklərə(bel dərisi)	Mikroskopik	Cs	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 18:00 qədər	Həmin gün 16:00 Həmin gün 20:00	-	18-24°C
908050	Dəri patogen göbələklərə(qarın dərisi)	Mikroskopik	Cs	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 18:00 qədər	Həmin gün 16:00 Həmin gün 20:00	-	18-24°C
908048	Dəri patogen göbələklərə(qasıq)	Mikroskopik	Cs	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 18:00 qədər	Həmin gün 16:00 Həmin gün 20:00	-	18-24°C
908045	Dəri patogen göbələklərə(üz dərisi)	Mikroskopik	Cs	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 18:00 qədər	Həmin gün 16:00 Həmin gün 20:00	-	18-24°C
908046	Dəri patogen göbələklərə(əl dərisi)	Mikroskopik	Cs	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 18:00 qədər	Həmin gün 16:00 Həmin gün 20:00	-	18-24°C
908101	Dəridən götürülən sıyrıntının mikroskopiyası	Mikroskopik	Cs	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 18:00 qədər	Həmin gün 16:00 Həmin gün 20:00	-	18-24°C
<b>Sidiyin müayinələri</b>								
904025	Diastaza sidikdə(təzə yığılmış)	Kolorimetrik	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	4 saat	500 mkl	18-24°C
909095	Kalsium sidikdə (sutkalıq)	Kolorimetrik	U24	Sidik konteyneri steril	Hər gün	4 saat	10 ml (sutqalıq həcmi qeyd edilməli)	2-8 °C
904021	Kreatinin sidikdə(sutkalıq)	Kolorimetrik	U24	Sidik konteyneri steril	Hər gün	4 saat	10 mL	2-8 °C
903109	Mycoplasma və ureaplazma əkilməsi+antibiotikoqramma (sic)	Microbioloji	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	2 gün sonra 17:00	10 ml	2 saat 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C
903069	Sidiyin bakterioloji müayinəsi	Kolorimetrik	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	5 gün sonra 17:00	30 - 60 ml	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
913109	Sidiyin kliniki analizi	Sid.strip/Mikros.	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 17:00 qədər	Həmin gün 15:00 3 saat	10 ml	2-8 °C
913119	Sidiyin müayinəsi (11 parametr)	Sid.strip analizator	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün	3 saat	10 ml	2-8 °C
908004	Sidiyin müayinəsi (1 porsiya)	Mikroskopik	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 17:00 qədər	Həmin gün 15:00 3 saat	10 ml	2-8 °C



Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
905028	ASA spermada	ELISA	Sp	Sidik konteyneri steril	1, 2, 3, 7 günlər 4, 5, 6 günlər	3-cü gün saat 16:00 6-cü gün saat 16:00		2-8 °C
903007	Eyakulyatın (spermanın) bakterioloji müayinəsi	Microbioloji	Sp	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	0.5-1 mL	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903075	Eyakulyatın (spermanın) bakterioloji müayinəsi + antibiotikoqramma	Microbioloji	Sp	Steril konteiner	Hər gün	5 gün sonra 17:00	0.5-1 mL	2 saat 18-24°C, 24 saata qədər 2-8 °C
903108	Mycoplasma və ureaplazma əkilməsi+antibiotikoqramma(eyə)	Microbioloji	Sp	Steril konteiner	Hər gün	2 gün sonra 17:00	200mkl	2 saat 18-24°C, transport mühitdə 24 saata qədər 18-24°C
908038	Spermoqramma	Mikroskopik	Sp	Steril konteiner	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 17:00 qədər	Həmin gün 15:00 3 saat		18-24°C
<b>Hematoloji müayinələr</b>								
909136	Eritrositlərin çökmə sürəti (EÇS)	EÇS	B	EÇS	Hər gün	3 saat	2 ml	2-8 °C
907183	Hemoqlobin fraksiyaları	HPLC	B	EDTA qan	Hər gün	3 gün sonra 17:00	2 ml	2-8 °C
909127	Qan ümumi analizi + retikulositlər + leykoformula	Fluoros.axarı sitometr	B	EDTA qan	Hər gün	3 saat	2 ml	2-8 °C
909125	Qan ümumi analizi 14 parametrlə + retikulositlər	Fluoros.axarı sitometr	B	EDTA qan	Hər gün	3 saat	2 ml	2-8 °C
909118	Qanın kliniki analizi (14 parametrlə + retikulositlər)	Fluoros.axarı sitometr	B	EDTA qan	Hər gün	3 saat	2 ml	2-8 °C
909130	Qanın kliniki analizi + leykoformula (EÇS daxil deyil)	Fluoros.axarı sitometr	B	EDTA qan	Hər gün	3 saat	2 ml	2-8 °C
909117	Qanın kliniki analizi+leykoformula	Fluoros.axarı sitometr	B	EDTA qan	Hər gün	3 saat	2 ml	2-8 °C
<b>Qan qrupu / immunoematoloji müayinələr</b>								
909104	Kumbs reaksiyası (düz)	Gel-aqqlütinasiya	B	EDTA plazma	Hər gün	6 saat	1 ml	2-8 °C
909107	Kumbs reaksiyası (qeyri-düz)	Gel-aqqlütinasiya	B	EDTA plazma	Hər gün	6 saat	1 ml	2-8 °C
909144	Kumbs reaksiyası (qeyri-düz) (Titr)	Gel-aqqlütinasiya	B	EDTA plazma	Hər gün	6 saat	1 ml	2-8 °C
909102	Qan qrupu (gel-aqqlütinasiya)	Gel-aqqlütinasiya	B	EDTA qan	Hər gün	4 saat	2 ml	2-8 °C
909134	Qan qrupu və rezus faktorun təyini (sum)	Gel-aqqlütinasiya	B	EDTA qan	Hər gün	4 saat	2 ml	2-8 °C
<b>Ümumi klinik müayinələr</b>								
908035	Kursrok- Miller sınağı	Mikroskopik	SW	Ster.kont., əşya şüşəsi	Hər gün 17:00 qədər	5 saat	-	18-24°C
913114	Leykoformula manual	Mikroskopik	B	EDTA plazma	Hər gün 17:00 qədər	5 saat	500 mkl	-

Müayinə	Müayinənin adı	Üsul	Bion	Nümunə qabı	Analiz qəbul vaxtı	Nəticənin hazır olma vaxtı	Nümunə Miqdarı (ən azı)	Daşıma şərtləri
908016	Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi	Mikroskopik	PI	Əşya şüşəsi	Hər gün 17:00 qədər	5 saat		2-8 °C
908034	Retroqrad eyakulyasiyanın təyini	Mikroskopik	U	Sidik konteyneri steril	Hər gün 17:00 qədər	5 saat		
501403	Rinositoqramma (burun yaxmasının müayinəsi)	Mikroskopik	Ns	Əşya şüşəsi	Hər gün 17:00 qədər	5 saat		
908038	Spermoqramma	Mikroskopik	Sp	Steril konteiner	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 17:00 qədər	Həmin gün 15:00 3 saat		18-24°C
908051	Südüün mikroskopiyası (sağ)	Mikroskopik	As	Steril konteiner	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 17:00 qədər	Həmin gün 15:00 3 saat	5-10 ml	2-8 °C
908052	Südüün mikroskopiyası (sol)	Mikroskopik	As	Steril konteiner	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 17:00 qədər	Həmin gün 15:00 3 saat	5-10 ml	2-8 °C
908011	Yaxmanın kliniki analizi (Kişi)	Mikroskopik	SW	Urogenital yaxma	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 17:00 qədər	Həmin gün 15:00 3 saat	-	18-24°C
908012	Yaxmanın kliniki analizi (Qadın)	Mikroskopik	SW	Urogenital yaxma	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 17:00 qədər	Həmin gün 15:00 3 saat	-	18-24°C
908053	Yaxmanın kliniki analizi (VIRGO)	Mikroskopik	SW	Urogenital yaxma	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 17:00 qədər	Həmin gün 15:00 3 saat	-	18-24°C
908061	Yaxmanın mikroskopiyası (konyuktiva)	Mikroskopik	Co	Əşya şüşəsi	Hər gün 12:00 qədər Hər gün 17:00 qədər	Həmin gün 15:00 3 saat	-	18-24°C
908017	Şuvarski sınağı	Mikroskopik	SW	Əşya şüşəsi	Hər gün	3 saat	-	18-24°C